



Cue2Walk


Vrijheid om te bewegen.
Vanzelfsprekend.

Cue2Walk

www.cue2walk.nl



Loopstoornissen bij mensen met Parkinson




'OFF' phase




'ON' phase



On en Off fases over tijd



Compensatiestrategieën bij Loopstoornissen




Compensatie strategieën

55 OMWEGGETJES WAARMEE PARKINSON PATIENTEN FREEZING OMZEILEN




Visual cueing, 'OFF' phase



Rhythmic auditory cueing, 'OFF' phase



Hulpmiddelen voor Compensatiestrategieën



Cueing is een bewezen methode om Freeze of Gait te doorbreken

3 types cueing


Auditief (o.a. metronoom, tellen)

Visueel (o.a. laserlijn, voegen)

Haptisch (o.a. vibratie, tikken)



Auditive



Visual



Haptic

Cueing toepassen

Continue

Manueel



Continuous




Manual


Moeilijk toepassen in dagelijks leven



>60% van de mensen met Parkinson heeft last van Freeze of Gait



Smart Cueing als een oplossing



De Cue2Walk

Comfortabele Strap

- Eenvoudig om en af te doen
- Verstelbaar (335- 450 mm)
- Onder of over de kleding

Klein en lichtgewicht

- Afmeting: 17x 44 x 64 mm
- Gewicht: 31 grams

USB-C Oplaadbaar

- Opgeladen in 2 uur
- Gebruik tot 2 dagen

Cue activatie (aan/uit)

- Auditief (ritmisch geluid)
- Haptisch (ritmische trilling)

Eenvoudige bediening

- Intuïtieve LED bediening
- Grote bedieningsknop (aan/uit)




Medical Device Class I



De Cue2Walk

Een simpel, draagbaar apparaat,
dat mensen met Parkinson in staat stelt
actief te blijven met gebruik van Smart Technologie



Medical Device Class I



Medical Delta - Proof It Award 2016
ParkinsonNet Innovation Award 2016-17
Zorginnovatieprijs Zuid Holland 2021



Smart Cue



Manual Smart Cue




Automatic Smart Cue



Hands Free Smart Cue



Cue2Walk in beeld



Quote PwP, Ruud van der Horst:

“...het gebruik van de Cue2Walk geeft me meer vertrouwen in beweging en verminderd mijn val incidenten... Ik ervaar meer grip op activiteiten die voorheen lastig waren.”

Quote PwP, Maarten van 't Land:

“De Cue2Walk stelt me in staat een Freeze sneller te overwinnen. Dit geeft mij een meer kwaliteit van leven en voorkomt een social isoloments.”



Effect van de Cue2Walk in het dagelijks leven

- 75% ervaart een vermindering in de intensiteit van een Freeze
- 75% ervaart een vermindering van valincidenten
- 62% ervaart een toename in zelfvertrouwen omtrent bewegen
- Vragenlijst over eigen gezondheid neemt toe van 5.1 naar 6.2 (EQ-5D 0-10 VAS scale)
- Gemiddelde gebruikperiode was 5,9 maanden met een gemiddeld dagelijks gebruik van 8,9 uur per dag.


Smart Cueing in Praktijk



Zonder Cue2Walk



Met Cue2Walk



* Na een succesvolle intake en GO beslissing blijft ongeveer 85% de Cue2Walk gebruiken.





Cue2Walk

**Vrijheid om te bewegen.
Vanzelfsprekend.**

Cue2Walk

www.cue2walk.nl

